

ABBOTT – Estimulação Cardíaca



DISPOSITIVOS PARA RESSINCRONIZAÇÃO



> QUADRA ALLURE MP™ MRI E ALLURE MRI™

- Cabeçalho Alinhado e Formato Fisiológico
- CorVue™ (Monitoramento de edema pulmonar¹)
- Condicional para exames de RM de 1,5 T¹
- 14 opções de vetores de estimulação de VE¹
- Estimulação Quadripolar MultiPoint™ de VE¹
- Padrão de conexão IS-4S para novas implantações (Quadra)*
- Estimulação Bipolar Convencional de VE^{1*}
- Padrão de conexão IS-1 para trocas e implantes (Allure MRI¹)



> QUADRA ASSURA™ MP E UNIFY ASSURA™

- Condicional para exames de RM de 1,5 T (Compatível modelo DF4)
- Estimulação Quadripolar MultiPoint™ de VE**
- Padrão de conexão IS-4S para novas implantações (Quadra)**
- Energia de choque entregue – 40J

*Disponível apenas no Quadra MP/MP RF

**Disponível apenas no Unify Assura MP/MP RF



ENDO LATINA
Therapies pro - Life



> NEUTRINO™ NxT HF

- Conectividade Bluetooth® com exclusivo aplicativo para o paciente myMerlinPulse™
- Compatível com exames de ressonância magnética de 3 T
- ShockX™ – Dir. Algoritmo dinâmico de otimização do intervalo
- Estimulação Quadripolar MultiPoint™ do VE
- VF Therapy Assurance™ – Melhoria na entrega de terapia
- PAC Response™ – Algoritmo de resposta a eventos atriais refratários
- Tamanho reduzido e formato fisiológico
- Energia de choque entregue – 40J

> QUARTET™

- Competitivo com exames de RM de 1,5 T
- Mais opções de curvas – modelo curved S grande e pequeno e curva distal
- Mais opções de comprimento total de eletrodos – tamanho 55, 65 e 80 cm
- Maior gap E¹ – campo de intervalo de 4,7 E¹ para de 4,0 E¹
- Isolamento de eletrodo Optim™



> QUICKFLEX™ J¹

- Bipolar
- Indicador de curva
- 20 cm de espaçamento entre eletrodos
- Corpo do eletrodo de 4,9 F e passes de 4,0 F
- Revestimento Fast-Pass

